


Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/biala-gumka-na-trzymadelku-g21-p-410.html>



Biała gumka na trzymadełku G21

Cena	7,00 zł
Numer katalogowy	G21

Opis produktu

Gumka protetyczna G21 biała o grubej gradacji – kształt stożek.

Profesjonalna polerka dentystyczna przeznaczona do intensywnych prac w pracowniach techniki dentystycznej. Charakteryzuje się grubą gradacją, która w połączeniu z neutralnym białym kolorem pozwala na szybką obróbkę bez ryzyka powstania ciemnych smug na jasnych materiałach.

Dzięki kształtowi stożka instrument ten idealnie nadaje się do formowania anatomii, wygładzania brzegów protez oraz korekty niesynteryzowanego cyrkonu. Zapewnia stabilną pracę i szybkie usuwanie naddatków materiału, przygotowując powierzchnię do kolejnych etapów polerowania.

Zastosowanie:

- ✓ Obróbka wstępna miękkiego cyrkonu
- ✓ Formowanie i szlifowanie ceramiki
- ✓ Zgrubne opracowanie akrylu
- ✓ Wygładzanie dużych powierzchni i dopasowywanie brzegów siecznych

Specyfikacja:

- ▣ Gradacja: gruba
- ▣ Kolor: biały
- ▣ Kształt: stożek
- ▣ Średnica robocza: 8,5 mm
- ▣ Długość robocza: 18,0 mm
- ▣ Trzpień: 2,35 mm