

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/brazowa-gumka-na-trzymadelku-g54-p-434.html>



## Brazowa gumka na trzymadélku G54

Cena	<b>7,00 zł</b>
Numer katalogowy	<b>G54</b>

### Opis produktu

**Gumka protetyczna G54** brązowa o grubej gradacji – kształt stożkowy.

Specjalistyczna polerka przeznaczona do zgrubnego opracowywania płyt protez wykonanych z akrylu oraz nowoczesnych materiałów elastycznych (takich jak nylon czy acetal). Charakteryzuje się gradacją o grubej ziarnistości, który pozwala na błyskawiczne wyrównanie powierzchni po obróbce frezami i skuteczne usunięcie nadatków materiału.

Dzięki stożkowej formie o wymiarach 5,1x15,7mm, narzędzie zapewnia doskonałą kontrolę podczas formowania kształtu protez oraz dociera do trudniej dostępnych miejsc w obrębie wałów dziąsłowych. Odpowiednio dobrany skład gumy zapobiega "mazaniu się" materiałów elastycznych, co jest kluczowe dla zachowania czystości i precyzji pracy w laboratorium protetycznym.

#### Zastosowanie:

- ✓ Obróbka wstępna akrylu (gumki do akrylu, zgrubne szlifowanie)
- ✓ Opracowywanie materiałów elastycznych i termoplastycznych (nylon, acetal)
- ✓ Szybkie usuwanie nadatków i wyrównywanie powierzchni płyt protez
- ✓ Nadawanie wstępnego kształtu uzupełnieniom protetycznym

#### Specyfikacja:

- Gradacja: gruba
- Kolor: brązowy
- Kształt: stożek
- Średnica robocza: 5,1 mm
- Długość robocza: 15,7 mm
- Trzpień: 2,35 mm

