

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-ceramiczny-zr001-wypukly-z-bardzo-grubym-krzyzowym-nacieciem-czarno-zielony-pasek-p-296.html>



Frez ceramiczny ZR001 wypukły z bardzo grubym krzyżowym nacięciem (czarno-zielony pasek)

Cena	52,00 zł
Numer katalogowy	ZR001

Opis produktu

Frez ceramiczny ZR001 wypukły z bardzo grubym krzyżowym nacięciem (czarno-zielony pasek) to narzędzie stworzone do szybkiej i skutecznej obróbki materiałów miękkich w technice dentystycznej. Wykonany z wysokiej jakości **tlenku cyrkonu**, zapewnia wyjątkową odporność na ścieranie i precyzyjne działanie bez przegrzewania powierzchni.

Zastosowanie:

- ✓ Obróbka acetalu, nylonu, akrylu i miękkiego cyrkonu
- ✓ Modelowanie i kształtowanie elastycznych protez
- ✓ Usuwanie nadmiarów materiału bez ryzyka deformacji termicznej
- ✓ Praca czysta i komfortowa – bez klasycznych wiórków

Specyfikacja:

- ☐ Materiał: tlenek cyrkonu (kolor biały)
- ☐ Typ nacięcia: bardzo grube krzyżowe (czarno-zielony pasek)
- ☐ Kształt: wypukły
- ☐ Średnica trzpienia: 2,35 mm – pasuje do większości mikrosilników
- ☐ Przeznaczenie: do materiałów miękkich (acetal, nylon, akryl, miękki cyrkon)