

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-ceramiczny-zr017-stozkowy-z-krzyzowym-nacieciem-czerwono-zolty-pasek-p-310.html>



## Frez ceramiczny ZR017 stożkowy z krzyżowym nacięciem (czerwono-żółty pasek)

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Cena             | <b>52,00 zł</b> |
| Numer katalogowy | <b>ZR017</b>    |

### Opis produktu

**Frez ceramiczny ZR017 stożkowy z krzyżowym nacięciem (czerwono-żółty pasek)** to narzędzie do obróbki miękkich materiałów w technice dentystycznej. Wykonany z tlenku cyrkonu w kolorze białym, zapewnia skuteczne działanie bez przegrzewania powierzchni.

#### Zastosowanie:

- ✓ Obróbka acetalu, nylonu, akrylu i miękkiego cyrkonu
- ✓ Kształtowanie elastycznych protez
- ✓ Usuwanie nadmiaru materiału
- ✓ Praca bez wiórków i przypaleń

#### Specyfikacja:

- ☐ Materiał: tlenek cyrkonu (kolor biały)
- ☐ Typ nacięcia: krzyżowe (czerwono-żółty pasek)
- ☐ Kształt: stożkowy
- ☐ Wymiary: średnica 6,0 mm, długość 14,5 mm, średnica trzpienia 2,35 mm
- ☐ Przeznaczenie: do obróbki miękkich materiałów