


Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-ceramiczny-zr031-dlugi-stozkowy-z-bardzo-grubym-krzyzowym-nacieciem-czarno-zielony-pasek-p-319.html>



## Frez ceramiczny ZR031 długi stożkowy z bardzo grubym krzyżowym nacięciem (czarno-zielony pasek)

Cena	<b>52,00 zł</b>
Numer katalogowy	<b>ZR031</b>

### Opis produktu

**Frez ceramiczny ZR031 długi stożkowy z bardzo grubym krzyżowym nacięciem (czarno-zielony pasek)** to narzędzie do obróbki miękkich materiałów w technice dentystycznej. Wykonany z tlenku cyrkonu w kolorze białym, zapewnia skuteczne działanie bez przegrzewania powierzchni.

#### Zastosowanie:

- ✓ Obróbka acetalu, nylonu, akrylu i miękkiego cyrkonu
- ✓ Kształtowanie elastycznych protez
- ✓ Usuwanie nadmiaru materiału
- ✓ Praca bez wiórków i przypaleń

#### Specyfikacja:

- ☐ Materiał: tlenek cyrkonu (kolor biały)
- ☐ Typ nacięcia: bardzo grube krzyżowe (czarno-zielony pasek)
- ☐ Kształt: długi stożkowy
- ☐ Wymiary: średnica 2,3 mm, długość 17,0 mm, średnica trzpienia 2,35 mm
- ☐ Przeznaczenie: do obróbki miękkich materiałów