

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-ceramiczny-zr034-stozkowy-z-grubym-krzyzowym-nacieciem-zielony-pasek-p-322.html>



Frez ceramiczny ZR034 stożkowy z grubym krzyżowym nacięciem (zielony pasek)

Cena	52,00 zł
Numer katalogowy	ZR034

Opis produktu

Frez ceramiczny ZR034 stożkowy z grubym krzyżowym nacięciem (zielony pasek) to narzędzie do obróbki miękkich materiałów w technice dentystycznej. Wykonany z tlenku cyrkonu w kolorze białym, zapewnia skuteczne działanie bez przegrzewania powierzchni.

Zastosowanie:

- ✓ Obróbka acetalu, nylonu, akrylu i miękkiego cyrkonu
- ✓ Kształtowanie elastycznych protez
- ✓ Usuwanie nadmiaru materiału
- ✓ Praca bez wiórków i przypaleń

Specyfikacja:

- ☐ Materiał: tlenek cyrkonu (kolor biały)
- ☐ Typ nacięcia: grube krzyżowe (zielony pasek)
- ☐ Kształt: stożkowy
- ☐ Wymiary: średnica 1,6 mm, długość 8,0 mm, średnica trzpienia 2,35 mm
- ☐ Przeznaczenie: do obróbki miękkich