

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-ceramiczny-zr103-wypukly-z-srednio-grubym-krzyzowym-nacieciem-zielono-niebieski-pasek-p-327.html>



## Frez ceramiczny ZR103 wypukły z średnio-grubym krzyżowym nacięciem (zielono-niebieski pasek)

Cena	<b>52,00 zł</b>
Numer katalogowy	<b>ZR103</b>

### Opis produktu

**Frez ceramiczny ZR103 wypukły z średnio-grubym krzyżowym nacięciem (zielono-niebieski pasek)** to narzędzie do obróbki miękkich materiałów w technice dentystycznej. Wykonany z tlenku cyrkonu w kolorze czarnym, zapewnia skuteczne działanie bez przegrzewania powierzchni.

#### Zastosowanie:

- ✓ Obróbka acetalu, nylonu, akrylu i miękkiego cyrkonu
- ✓ Kształtowanie elastycznych protez
- ✓ Usuwanie nadmiaru materiału
- ✓ Praca bez wiórków i przypaleń

#### Specyfikacja:

- ☐ Materiał: tlenek cyrkonu (kolor czarny)
- ☐ Typ nacięcia: średnio-grube krzyżowe (zielono-niebieski pasek)
- ☐ Kształt: wypukły
- ☐ Wymiary: średnica 6,0 mm, długość 14,5 mm, średnica trzpienia 2,35 mm
- ☐ Przeznaczenie: do obróbki miękkich materiałów