

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-ceramiczny-zr107-wypukly-z-drobnym-krzyzowym-nacieciem-czerwono-zolty-pasek-p-331.html>



Frez ceramiczny ZR107 wypukły z drobnym krzyżowym nacięciem (czerwono-żółty pasek)

Cena	52,00 zł
Numer katalogowy	ZR107

Opis produktu

Frez ceramiczny ZR107 wypukły z drobnym krzyżowym nacięciem (czerwono-żółty pasek) to narzędzie do obróbki miękkich materiałów w technice dentystycznej. Wykonany z tlenku cyrkonu w kolorze czarnym, zapewnia skuteczne działanie bez przegrzewania powierzchni.

Zastosowanie:

- ✓ Obróbka acetalu, nylonu, akrylu i miękkiego cyrkonu
- ✓ Kształtowanie elastycznych protez
- ✓ Usuwanie nadmiaru materiału
- ✓ Praca bez wiórków i przypaleń

Specyfikacja:

- ☐ Materiał: tlenek cyrkonu (kolor czarny)
- ☐ Typ nacięcia: drobne krzyżowe (czerwono-żółty pasek)
- ☐ Kształt: wypukły
- ☐ Wymiary: średnica 6,0 mm, długość 14,5 mm, średnica trzpienia 2,35 mm
- ☐ Przeznaczenie: do obróbki miękkich materiałów