


Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-ceramiczny-zr208-wypukly-z-bardzo-drobnym-krzyzowym-nacieciami-zolty-pasek-p-340.html>



Frez ceramiczny ZR208 wypukły z bardzo drobnym krzyżowym nacięciem (żółty pasek)

Cena	52,00 zł
Numer katalogowy	ZR208

Opis produktu

Frez ceramiczny ZR208 wypukły z bardzo drobnym krzyżowym nacięciem (żółty pasek) to narzędzie do obróbki miękkich materiałów w technice dentystycznej. Wykonany z tlenku cyrkonu w kolorze różowym, zapewnia skuteczne działanie bez przegrzewania powierzchni.

Zastosowanie:

- ✓ Obróbka acetalu, nylonu, akrylu i miękkiego cyrkonu
- ✓ Kształtowanie elastycznych protez
- ✓ Usuwanie nadmiaru materiału
- ✓ Praca bez wiórków i przypaleń

Specyfikacja:

- ☐ Materiał: tlenek cyrkonu (kolor różowy)
- ☐ Typ nacięcia: bardzo drobne krzyżowe (żółty pasek)
- ☐ Kształt: wypukły
- ☐ Wymiary: średnica 6,0 mm, długość 14,5 mm, średnica trzpienia 2,35 mm
- ☐ Przeznaczenie: do obróbki miękkich materiałów