

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-ceramiczny-zr323-dlugi-stozkowy-z-grubym-poprzecznym-nacieciem-zielony-pasek-p-341.html>



## Frez ceramiczny ZR323 długi stożkowy z grubym poprzecznym nacięciem (zielony pasek)

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Cena             | <b>52,00 zł</b> |
| Numer katalogowy | <b>ZR323</b>    |

### Opis produktu

**Frez ceramiczny ZR323 długi stożkowy z grubym poprzecznym nacięciem (zielony pasek)** to narzędzie do obróbki miękkich materiałów w technice dentystycznej. Wykonany z tlenku cyrkonu w kolorze różowym, zapewnia skuteczne działanie bez przegrzewania powierzchni.

#### Zastosowanie:

- ✓ Obróbka acetalu, nylonu, akrylu i miękkiego cyrkonu
- ✓ Kształtowanie elastycznych protez
- ✓ Usuwanie nadmiaru materiału
- ✓ Praca bez wiórków i przypaleń

#### Specyfikacja:

- ☐ Materiał: tlenek cyrkonu (kolor różowy)
- ☐ Typ nacięcia: grube poprzeczne (zielony pasek)
- ☐ Kształt: długi stożkowy
- ☐ Wymiary: średnica 2,3 mm, długość 17,0 mm, średnica trzpienia 2,35 mm
- ☐ Przeznaczenie: do obróbki miękkich materiałów