

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-weglikowy-cc001-z-grubym-krzyzowym-nacieciem-zielony-pasek-walcowy-z-zaokraglonym-koncem-p-278.html>



Frez węglkowy CC001 z grubym krzyżowym nacięciem (zielony pasek) – walcowy z zaokrąglonym końcem

Cena	40,00 zł
Numer katalogowy	CC001

Opis produktu

Frez węglkowy CC001 z grubym krzyżowym nacięciem (zielony pasek) – kształt walcowy z zaokrąglonym końcem.

Profesjonalny **frez protetyczny** z serii CC (Coarse Cross) charakteryzujący się **agresywnym, grubym krzyżowym nacięciem** (oznaczenie zielonym paskiem). Jest to narzędzie stworzone do **maksymalnie szybkiego usuwania materiału** w laboratorium. Kształt **walca o średnicy roboczej 6,0 mm i długości roboczej 12,5 mm** w połączeniu z agresywnym nacięciem sprawia, że jest idealny do:

- **Zgrubnej obróbki gipsu** i szybkich korekt na modelach.
- **Wstępnego formowania i redukcji grubości akrylu** w płytach protez i szynach.
- Usuwania dużej objętości materiału, zwłaszcza z **dużych, płaskich i wypukłych powierzchni**.

Zaokrąglony koniec freza walcowego pozwala na kontrolowanie głębokości cięcia i płynne modelowanie zakrzywionych krawędzi bez ryzyka ostrych nacięć. Frez CC001 jest **bardzo wydajny** i polecany do prac na początkowych etapach, gdzie tempo usuwania materiału jest priorytetem.

☐ Zastosowanie:

- ✓ Wstępna i intensywna obróbka akrylu
- ✓ Szybkie kształtowanie i redukcja gipsu
- ✓ Zgrubne konturowanie twardych tworzyw sztucznych
- ✓ Prace wymagające dużej siły skrawania

Specyfikacja:

- ☐ Numer katalogowy: CC001
- ☐ Nacięcie **krzyżowe, grube** (Coarse Cross)
- ☐ Kolor paska **zielony**
- ☐ Kształt: Walcowy z zaokrąglonym końcem
- ☐ Średnica robocza: 6,0 mm
- ☐ Długość części roboczej: 12,5 mm
- ☐ Trzpień: 2,35 mm