

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-weglikowy-cc003-z-grubym-krzyzowym-nacieciem-zielony-pasek-stozkowy-p-280.html>



Frez węglkowy CC003 z grubym krzyżowym nacięciem (zielony pasek) - stożkowy

Cena **40,00 zł**

Numer katalogowy **CC003**

Opis produktu

Frez węglkowy CC003 z grubym krzyżowym nacięciem (zielony pasek) - kształt stożkowy.

Profesjonalny **frez protetyczny** z serii CC (Coarse Cross) charakteryzujący się **agresywnym, grubym krzyżowym nacięciem** (oznaczenie zielonym paskiem). Jest to narzędzie stworzone do **maksymalnie szybkiego usuwania materiału** w laboratorium. Kształt **stożka** o **średnicy roboczej 6,0 mm** i **długości roboczej 14,5 mm** w połączeniu z agresywnym nacięciem sprawia, że jest idealny do:

- **Intensywnego skracania i redukcji** grubości akrylu i gipsu na dużych obszarach.
- **Precyzyjnego fazowania krawędzi** oraz modelowania kątów.
- **Opracowywania ścianek i bruzd** w modelach gipsowych i konstrukcjach akrylowych.

Stożkowy kształt zapewnia wysoką wydajność przy usuwaniu materiału, jednocześnie ułatwiając dotarcie do narożników i detali dzięki zwężającej się końcówce. Frez CC003 jest **bardzo wydajny** i polecany do prac na początkowych etapach, gdzie tempo usuwania materiału jest priorytetem.

☐ Zastosowanie:

- ✓ Wstępna i intensywna obróbka akrylu
- ✓ Szybkie kształtowanie i redukcja gipsu
- ✓ Fazowanie, konturowanie i obróbka bruzd
- ✓ Prace wymagające dużej siły skrawania

Specyfikacja:

- ☐☐ Numer katalogowy: CC003
- ☐☐ Nacięcie **krzyżowe, grube** (Coarse Cross)
- ☐☐ Kolor paska **zielony**
- ☐☐ Kształt: Stożkowy
- ☐☐ Średnica robocza: 6,0 mm
- ☐☐ Długość części roboczej: 14,5 mm
- ☐☐ Trzpień: 2,35 mm