

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-weglikowy-cc004-z-grubym-krzyzowym-nacieciem-zielony-pasek-stozkowy-p-281.html>



Frez węglkowy CC004 z grubym krzyżowym nacięciem (zielony pasek) – stożkowy

Cena	40,00 zł
Numer katalogowy	CC004

Opis produktu

Frez węglkowy CC004 z grubym krzyżowym nacięciem (zielony pasek) – kształt stożkowy.

Profesjonalny **frez protetyczny** z serii CC (Coarse Cross) charakteryzujący się **agresywnym, grubym krzyżowym nacięciem** (oznaczenie zielonym paskiem). Jest to narzędzie stworzone do **maksymalnie szybkiego usuwania materiału** w laboratorium. Kształt **stożka** o **średnicy roboczej 6,0 mm** i **długości roboczej 12,0 mm** w połączeniu z agresywnym nacięciem sprawia, że jest idealny do:

- **Intensywnego skracania i redukcji** grubości akrylu i gipsu na dużych obszarach.
- **Precyzyjnego fazowania krawędzi** oraz modelowania kątów.
- **Opracowywania ścianek i bruzd** w modelach gipsowych i konstrukcjach akrylowych.

Frez CC004 to nieco krótszy wariant stożka, co zwiększa jego stabilność podczas pracy. Jest **bardzo wydajny** i polecany do prac na początkowych etapach, gdzie tempo usuwania materiału jest priorytetem.

☐ **Zastosowanie:**

- ✓ Wstępna i intensywna obróbka akrylu
- ✓ Szybkie kształtowanie i redukcja gipsu
- ✓ Fazowanie, konturowanie i obróbka bruzd
- ✓ Prace wymagające dużej siły skrawania

Specyfikacja:

- ☐ Numer katalogowy: CC004
- ☐ Nacięcie **krzyżowe, grube** (Coarse Cross)
- ☐ Kolor paska **zielony**
- ☐ Kształt: Stożkowy
- ☐ Średnica robocza: 6,0 mm
- ☐ Długość części roboczej: 12,0 mm
- ☐ Trzpień: 2,35 mm