

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-weglikowy-cc007-z-grubym-krzyzowym-nacieciem-zielony-pasek-wypukly-ze-zwezajaca-sie-koncowka-p-284.html>



Frez węglkowy CC007 z grubym krzyżowym nacięciem (zielony pasek) – wypukły ze zwężającą się końcówką

Cena	40,00 zł
Numer katalogowy	CC007

Opis produktu

Frez węglkowy CC007 z grubym krzyżowym nacięciem (zielony pasek) – kształt wypukły ze zwężającą się końcówką.

Profesjonalny **frez protetyczny** z serii CC charakteryzujący się **agresywnym, grubym krzyżowym nacięciem** (oznaczenie zielonym paskiem). Jest to narzędzie stworzone do **maksymalnie szybkiego usuwania materiału** w laboratorium, szczególnie przydatne do modelowania zaokrąglonych konturów z jednoczesną koniecznością dotarcia do węższych miejsc. Kształt **wypukły** (typu soczewkowego) przechodzi w **zwężającą się, chudą końcówkę**. Frez o **średnicy roboczej 6,0 mm i długości roboczej 14,5 mm** jest idealny do:

- **Intensywnego skracania i redukcji** grubości akrylu i gipsu na wypukłych powierzchniach.
- **Precyzyjnego modelowania i konturowania** linii granicznych i przejść, dzięki zwężającej się końcówce.
- **Szybkiego wstępnego formowania** anatomicznych kształtów, wymagających dotarcia w detale.

Frez CC007 jest **bardzo wydajny** i polecany do prac na początkowych etapach, łącząc objętościowe usuwanie materiału z możliwością pracy nad detalami.

Zastosowanie:

- ✓ Wstępna i intensywna obróbka akrylu
- ✓ Szybkie kształtowanie i redukcja gipsu
- ✓ Tworzenie zaokrąglonych powierzchni i konturowanie detali cienką końcówką
- ✓ Prace wymagające dużej siły skrawania

Specyfikacja:

- ☐ Numer katalogowy: CC007
- ☐ Nacięcie **krzyżowe, grube**
- ☐ Kolor paska **zielony**
- ☐ Kształt: Wypukły ze zwężającą się końcówką (wypukły z chudym czubkiem)
- ☐ Średnica robocza: 6,0 mm
- ☐ Długość części roboczej: 14,5 mm
- ☐ Trzpień: 2,35 mm