

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-weglikowy-cc008-z-grubym-krzyzowym-nacieciami-zielony-pasek-wypukly-p-285.html>



Frez węglkowy CC008 z grubym krzyżowym nacięciem (zielony pasek) – wypukły

Cena **40,00 zł**

Numer katalogowy **CC008**

Opis produktu

Frez węglkowy CC008 z grubym krzyżowym nacięciem (zielony pasek) – kształt wypukły.

Profesjonalny **frez protetyczny** z serii CC charakteryzujący się **agresywnym, grubym krzyżowym nacięciem** (oznaczenie zielonym paskiem). Jest to narzędzie stworzone do **maksymalnie szybkiego usuwania materiału** w laboratorium. Kształt **wypukły (soczewkowy)** o **średnicy roboczej 6,0 mm i długości roboczej 12,0 mm** w połączeniu z agresywnym nacięciem sprawia, że jest idealny do:

- **Intensywnego skracania i redukcji** grubości akrylu i gipsu, zwłaszcza na powierzchniach wymagających **płynnych, kulistych konturów**.
- **Szybkiego wstępnego formowania** szerokich, anatomicznych kształtów protez.
- **Obróbki dużych, wypukłych powierzchni** z wysoką wydajnością.

Frez CC008 jest **stabilny i bardzo wydajny**, dedykowany do prac na początkowych etapach, gdzie priorytetem jest tempo i objętość usuwanego materiału.

☐ Zastosowanie:

- ✓ Wstępna i intensywna obróbka akrylu
- ✓ Szybkie kształtowanie i redukcja gipsu
- ✓ Tworzenie zaokrąglonych, wypukłych powierzchni i konturów
- ✓ Prace wymagające dużej siły skrawania

Specyfikacja:

- ☐☐ Numer katalogowy: CC008
- ☐☐ Nacięcie **krzyżowe, grube**
- ☐☐ Kolor paska **zielony**
- ☐☐ Kształt: Wypukły (soczewkowy)
- ☐☐ Średnica robocza: 6,0 mm
- ☐☐ Długość części roboczej: 12,0 mm
- ☐☐ Trzpień: 2,35 mm