

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-weglikowy-cc010-z-grubym-krzyzowym-nacieciem-zielony-pasek-odwrocona-gruszka-p-287.html>



Frez węglkowy CC010 z grubym krzyżowym nacięciem (zielony pasek) – odwrócona gruszka

Cena	40,00 zł
Numer katalogowy	CC010

Opis produktu

Frez węglkowy CC010 z grubym krzyżowym nacięciem (zielony pasek) – kształt odwróconej gruszki.

Profesjonalny **frez protetyczny** z serii CC charakteryzujący się **agresywnym, grubym krzyżowym nacięciem** (oznaczenie zielonym paskiem). Jest to narzędzie stworzone do **maksymalnie szybkiego usuwania materiału** w laboratorium. Kształt **odwróconej gruszki** (ang. inverted pear) o **średnicy roboczej 6,0 mm** i **długości roboczej 12,0 mm** w połączeniu z agresywnym nacięciem sprawia, że jest idealny do:

- **Intensywnego i szybkiego usuwania materiału** z dna i ścianek szerokich zagłębień.
- **Tworzenia podcieni** oraz gniazd retencyjnych w akrylu i twardszych masach.
- **Wstępnego formowania** dużych, nieregularnych konturów.

Frez CC010 jest **bardzo wydajny** i polecany do prac na początkowych etapach, gdzie konieczne jest szybkie i efektywne modelowanie wewnętrznych i zewnętrznych krzywizn.

☐ **Zastosowanie:**

- ✓ Wstępna i intensywna obróbka akrylu
- ✓ Szybkie kształtowanie i redukcja gipsu
- ✓ Poszerzanie i konturowanie zagłębień oraz gniazd
- ✓ Prace wymagające dużej siły skrawania

Specyfikacja:

- ☐ Numer katalogowy: CC010
- ☐ Nacięcie **krzyżowe, grube**
- ☐ Kolor paska **zielony**
- ☐ Kształt: Odwrócona gruszka
- ☐ Średnica robocza: 6,0 mm
- ☐ Długość części roboczej: 12,0 mm
- ☐ Trzpień: 2,35 mm