

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-weglikowy-f001-z-drobnym-krzyzowym-nacieciem-czerwony-pasek-p-185.html>



Frez węglkowy F001 z drobnym krzyżowym nacięciem (czerwony pasek)

Cena	40,00 zł
Numer katalogowy	F001

Opis produktu

Profesjonalny frez węglkowy przeznaczony do wszechstronnej pracy w laboratoriach protetycznych. Model F001 posiada **drobne nacięcie krzyżowe** (oznaczone czerwonym pierścieniem), które umożliwia dokładną, kontrolowaną obróbkę bez nadmiernego szarpania materiału.

Dzięki **walcowemu kształtowi z zaokrąglonym końcem** frez świetnie sprawdza się podczas pracy na płaskich powierzchniach oraz w miejscach wymagających zachowania równomiernej struktury materiału.

☐ Zastosowanie:

- Normalna obróbka metalu (np. stopy protetyczne)
- Końcowa obróbka akrylu
- Praca z delikatniejszymi materiałami

☐ **Nacięcie:** krzyżowe, drobne

☐ **Kolor pierścienia:** czerwony

☐ **Kształt:** walcowy z zaokrąglonym końcem

☐ **Średnica robocza:** 6,0 mm

☐ **Długość robocza:** 12,5 mm

☐ **Trzpień:** 2,35 mm