

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-weglikowy-f002-z-drobnym-krzyzowym-nacieciem-czerwony-pasek-p-188.html>



Frez węglkowy F002 z drobnym krzyżowym nacięciem (czerwony pasek)

Cena	40,00 zł
Numer katalogowy	F002

Opis produktu

Frez węglkowy F002 z drobnym krzyżowym nacięciem (czerwony pasek).

Przeznaczony do kontrolowanej obróbki protetycznej – metalu, akrylu oraz materiałów kompozytowych.

Kształt odwróconej gruszki ułatwia dostęp do wklęsłych powierzchni i krawędzi wewnętrznych, zapewniając precyzyjne wykończenie bez ryzyka przegrzania materiału.

Zastosowanie:

- ✓ Normalna obróbka metalu (np. stopy CoCr)
- ✓ Końcowe opracowanie akrylu
- ✓ Praca z delikatniejszymi powierzchniami w trudno dostępnych miejscach

Specyfikacja:

- ☐ Nacięcie: drobne, krzyżowe
- ☐ Kolor paska: czerwony
- ☐ Kształt: odwrócona gruszka
- ☐ Średnica robocza: 6,0 mm
- ☐ Długość robocza: 11,0 mm
- ☐ Trzpień: 2,35 mm