

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-weglikowy-f003-z-drobnym-krzyzowym-nacieciem-czerwony-pasek-p-192.html>



Frez węglkowy F003 z drobnym krzyżowym nacięciem (czerwony pasek)

Cena	40,00 zł
Numer katalogowy	F003

Opis produktu

"

Frez węglkowy F003 z drobnym krzyżowym nacięciem (czerwony pasek).
Przeznaczony do kontrolowanej obróbki protetycznej – metalu, akrylu oraz materiałów kompozytowych.
Kształt odwróconej gruszki ułatwia dostęp do wklęsłych powierzchni i krawędzi wewnętrznych, zapewniając precyzyjne wykończenie bez ryzyka przegrzania materiału.

Zastosowanie:

- ✓ Normalna obróbka metalu (np. stopy CoCr)
- ✓ Końcowe opracowanie akrylu
- ✓ Praca z delikatniejszymi powierzchniami w trudno dostępnych miejscach

Specyfikacja:

- ☐ Nacięcie: drobne, krzyżowe
- ☐ Kolor paska: czerwony
- ☐ Kształt: odwrócona gruszka
- ☐ Średnica robocza: 6,0 mm
- ☐ Długość robocza: 12,0 mm
- ☐ Trzpień: 2,35 mm

"