

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-weglikowy-f004-z-drobnym-krzyzowym-nacieciem-czerwony-pasek-p-193.html>



Frez węglkowy F004 z drobnym krzyżowym nacięciem (czerwony pasek)

Cena	40,00 zł
------	-----------------

Numer katalogowy	F004
------------------	-------------

Opis produktu

Frez węglkowy F004 z drobnym krzyżowym nacięciem (czerwony pasek).

Przeznaczony do kontrolowanej obróbki protetycznej metalu, akrylu oraz materiałów kompozytowych.

Walcowy kształt z płaskim końcem ułatwia precyzyjne opracowanie płaskich i bocznych powierzchni, a obecność nacięcia na końcu frezu pozwala również na skuteczną pracę czołową – np. przy otworach lub trudno dostępnych miejscach.

Zastosowanie:

- ✓ Normalna obróbka metalu (np. stopy CoCr)
- ✓ Końcowe opracowanie akrylu
- ✓ Precyzyjne wygładzanie płaskich i czołowych powierzchni

Specyfikacja:

- ☐☐ Nacięcie: drobne, krzyżowe
- ☐☐ Kolor paska: czerwony
- ☐☐ Kształt: walcowy z płaskim końcem
- ☐☐ Średnica robocza: 6,0 mm
- ☐☐ Długość robocza: 12,5 mm
- ☐☐ Trzpień: 2,35 mm