

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-weglikowy-f005-z-drobnym-krzyzowym-nacieciem-czerwony-pasek-p-194.html>



Frez węglkowy F005 z drobnym krzyżowym nacięciem (czerwony pasek)

Cena	40,00 zł
Numer katalogowy	F005

Opis produktu

Frez węglkowy F005 z drobnym krzyżowym nacięciem (czerwony pasek).
Przeznaczony do kontrolowanej obróbki metalu, akrylu i tworzyw kompozytowych.
Stożkowy, długi kształt zapewnia precyzyjny dostęp do wąskich przestrzeni oraz efektywną obróbkę z dużą dokładnością.
Idealny do modelowania oraz wygładzania obrzeży i wgłębień bez ryzyka uszkodzenia materiału.

- Zastosowanie:**
- ✓ Obróbka metalu (np. stopy protetyczne)
 - ✓ Opracowanie obrzeży i zagłębień
 - ✓ Modelowanie detali protetycznych

- Specyfikacja:**
- ☐☐ Nacięcie: drobne, krzyżowe
 - ☐☐ Kolor paska: czerwony
 - ☐☐ Kształt: stożkowy długi
 - ☐☐ Średnica robocza: 6,0 mm
 - ☐☐ Długość robocza: 14,6 mm
 - ☐☐ Trzpień: 2,35 mm