

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-weglikowy-f007-z-drobnym-krzyzowym-nacieciem-czerwony-pasek-p-196.html>



Frez węglkowy F007 z drobnym krzyżowym nacięciem (czerwony pasek)

Cena **40,00 zł**

Numer katalogowy **F007**

Opis produktu

Frez węglkowy F007 z drobnym krzyżowym nacięciem (czerwony pasek).
Przeznaczony do kontrolowanej obróbki protetycznej – metalu, akrylu oraz materiałów kompozytowych.
Stożkowy kształt pozwala na precyzyjne modelowanie oraz wygodną pracę w strefach styčných i przestrzeniach podklamrowych.

Zastosowanie:

- ✓ Normalna obróbka metalu (np. stopy CoCr)
- ✓ Opracowanie akrylu i kompozytów
- ✓ Precyzyjna praca w strefach trudnodostępnych

Specyfikacja:

- ☐ Nacięcie: drobne, krzyżowe
- ☐ Kolor paska: czerwony
- ☐ Kształt: stożkowy
- ☐ Średnica robocza: 6,0 mm
- ☐ Długość robocza: 12,0 mm
- ☐ Trzpień: 2,35 mm