

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-weglikowy-f009-z-drobnym-krzyzowym-nacieciem-czerwony-pasek-p-198.html>



Frez węglkowy F009 z drobnym krzyżowym nacięciem (czerwony pasek)

Cena	40,00 zł
Numer katalogowy	F009

Opis produktu

Frez węglkowy F009 z drobnym krzyżowym nacięciem (czerwony pasek).
Przeznaczony do kontrolowanej obróbki protetycznej – metalu, akrylu oraz materiałów kompozytowych.
Stożkowy kształt pozwala na precyzyjne modelowanie oraz wygodną pracę w strefach stycznych i przestrzeniach podklamrowych.

- Zastosowanie:**
- ✓ Normalna obróbka metalu (np. stopy CoCr)
 - ✓ Opracowanie akrylu i kompozytów
 - ✓ Precyzyjna praca w strefach trudnodostępnych

- Specyfikacja:**
- ☐ Nacięcie: drobne, krzyżowe
 - ☐ Kolor paska: czerwony
 - ☐ Kształt: stożkowy
 - ☐ Średnica robocza: 4,0 mm
 - ☐ Długość robocza: 14,0 mm
 - ☐ Trzpień: 2,35 mm