

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-weglikowy-f010-z-drobnym-krzyzowym-nacieciem-czerwony-pasek-p-199.html>



Frez węglkowy F010 z drobnym krzyżowym nacięciem (czerwony pasek)

Cena	40,00 zł
Numer katalogowy	F010

Opis produktu

Frez węglkowy F010 z drobnym krzyżowym nacięciem (czerwony pasek).

Przeznaczony do kontrolowanej obróbki protetycznej – metalu, akrylu oraz materiałów kompozytowych.

Stożkowy kształt pozwala na precyzyjne modelowanie oraz wygodną pracę w strefach stykowych i przestrzeniach podkłamrowych.

Zastosowanie:

- ✓ Normalna obróbka metalu (np. stopy CoCr)
- ✓ Końcowe opracowanie akrylu i kompozytów
- ✓ Precyzyjna praca w strefach trudnodostępnych

Specyfikacja:

- ☐ Nacięcie: drobne, krzyżowe
- ☐ Kolor paska: czerwony
- ☐ Kształt: stożkowy
- ☐ Średnica robocza: 3,1 mm
- ☐ Długość robocza: 11,7 mm
- ☐ Trzpień: 2,35 mm