

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-weglikowy-f011-z-drobnym-krzyzowym-nacieciem-czerwony-pasek-p-200.html>



## Frez węglkowy F011 z drobnym krzyżowym nacięciem (czerwony pasek)

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Cena             | <b>40,00 zł</b> |
| Numer katalogowy | <b>F011</b>     |

### Opis produktu

**Frez węglkowy F011** – kształt wypukły jajowaty, z drobnym krzyżowym nacięciem (czerwony pasek).  
Trzpień 2,35 mm

#### Zastosowanie:

- ✓ Obróbka metalu – szczególnie w technice koron i mostów
- ✓ Precyzyjne dopracowanie akrylu i porcelany – polecany do końcowego wygładzania
- ✓ Wydajny w technice odlewu modeli – ułatwia pracę w trudno dostępnych miejscach
- ✓ Sprawdza się przy produkcji modeli protetycznych
- ✓ Niezastąpiony w technice akrylu – gdy wymagana jest gładka i estetyczna powierzchnia

#### Specyfikacja:

- ☐ Typ nacięcia: drobne krzyżowe
- ☐ Kolor paska: czerwony
- ☐ Kształt: wypukły jajowaty
- ☐ Średnica trzpienia: 2,35 mm
- ☐ Średnica robocza: 6,0 mm
- ☐ Długość robocza: 9,3 mm