

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-weglikowy-f012-z-drobnym-krzyzowym-nacieciem-czerwony-pasek-p-201.html>



Frez węglkowy F012 z drobnym krzyżowym nacięciem (czerwony pasek)

Cena	40,00 zł
Numer katalogowy	F012

Opis produktu

Frez węglkowy F012 – kształt wypukły z grubym końcem, z drobnym krzyżowym nacięciem (czerwony pasek).
Trzpień 2,35 mm .

Zastosowanie:

- ✓ Uniwersalna obróbka metalu – doskonały przy technice koron i mostów
- ✓ Opracowanie akrylu i porcelany – idealny do końcowego szlifowania i wygładzania
- ✓ Efektywny w technice odlewu modeli – zapewnia stabilną i kontrolowaną pracę
- ✓ Przydatny przy produkcji modeli protetycznych
- ✓ W technice akrylu pozwala uzyskać gładkie, równomierne powierzchnie

Specyfikacja:

- Typ nacięcia: drobne krzyżowe
- Kolor paska: czerwony
- Kształt: wypukły z grubym końcem
- Średnica trzpienia: 2,35 mm
- Średnica robocza: 6,0 mm
- Długość robocza: 14,5 mm