

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-weglikowy-f014-z-drobnym-krzyzowym-nacieciem-czerwony-pasek-p-203.html>



Frez węglkowy F014 z drobnym krzyżowym nacięciem (czerwony pasek)

Cena	40,00 zł
Numer katalogowy	F014

Opis produktu

Frez węglkowy F014 – kształt wypukły, z drobnym krzyżowym nacięciem (czerwony pasek).
Trzpień 2,35 mm

Zastosowanie:

- ✓ Obróbka metalu – idealny do techniki koron i mostów
- ✓ Opracowanie akrylu i porcelany – szczególnie przy końcowym wygładzaniu powierzchni
- ✓ Niezawodny w technice odlewu modeli
- ✓ Przydatny przy produkcji modeli protetycznych
- ✓ Stosowany w technice akrylu – gdy potrzebna jest kontrolowana i precyzyjna praca

Specyfikacja:

- ☐ Typ nacięcia: drobne krzyżowe
- ☐ Kolor paska: czerwony
- ☐ Kształt: wypukły
- ☐ Średnica trzpienia: 2,35 mm
- ☐ Średnica części pracującej: 6,0 mm
- ☐ Długość części pracującej: 12,0 mm
- ☐ Materiał: węglík spiekany