

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-weglikowy-f015-z-drobnym-krzyzowym-nacieciem-czerwony-pasek-p-204.html>



Frez węglkowy F015 z drobnym krzyżowym nacięciem (czerwony pasek)

Cena	40,00 zł
Numer katalogowy	F015

Opis produktu

Frez węglkowy F015 – kształt mały wypukły, z drobnym krzyżowym nacięciem (czerwony pasek).
Trzpień 2,35 mm

Zastosowanie:

- ✓ Precyzyjna obróbka metalu – szczególnie polecany w technice koron i mostów
- ✓ Końcowe opracowanie akrylu i porcelany – doskonały do wygładzania powierzchni
- ✓ Niezawodny w technice odlewu modeli
- ✓ Przydatny w produkcji modeli protetycznych
- ✓ Sprawdza się w technice akrylu – gdy wymagana jest kontrolowana, delikatna praca

Specyfikacja:

- ☐ Typ nacięcia: drobne krzyżowe
- ☐ Kolor paska: czerwony
- ☐ Kształt: mały wypukły
- ☐ Średnica trzpienia: 2,35 mm
- ☐ Średnica części pracującej: 4,0 mm
- ☐ Długość części pracującej: 11,5 mm
- ☐ Materiał: węglík spiekany