

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-weglikowy-f016-z-drobnym-krzyzowym-nacieciem-czerwony-pasek-p-205.html>



Frez węglkowy F016 z drobnym krzyżowym nacięciem (czerwony pasek)

Cena	40,00 zł
------	-----------------

Numer katalogowy	F016
------------------	-------------

Opis produktu

Frez węglkowy F016 – kształt mały wypukły, z drobnym krzyżowym nacięciem (czerwony pasek).

Zastosowanie:

- ✓ Skuteczna obróbka metalu – niezawodny przy pracy w technice koron i mostów
- ✓ Delikatne opracowanie akrylu i porcelany – szczególnie przy końcowym wygładzaniu
- ✓ Niezastąpiony w technice odlewu modeli
- ✓ Sprawdza się w produkcji modeli protetycznych
- ✓ Przydatny w technice akrylu – tam, gdzie liczy się kontrola i precyzja

Specyfikacja:

- ☐ Typ nacięcia: drobne krzyżowe
- ☐ Kolor paska: czerwony
- ☐ Kształt: mały wypukły
- ☐ Średnica trzpienia: 2,35 mm
- ☐ Średnica części pracującej: 4,0 mm
- ☐ Długość części pracującej: 9,0 mm
- ☐ Materiał: węgiel spiekany