

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-weglikowy-f017-z-drobnym-krzyzowym-nacieciem-czerwony-pasek-p-206.html>



Frez węglkowy F017 z drobnym krzyżowym nacięciem (czerwony pasek)

Cena **40,00 zł**

Numer katalogowy **F017**

Opis produktu

Frez węglkowy F017 – kształt mały stożkowy, z drobnym krzyżowym nacięciem (czerwony pasek).

Zastosowanie:

- ✓ Obróbka metalu – polecany do precyzyjnych prac w technice koron i mostów
- ✓ Opracowanie akrylu i porcelany – szczególnie w końcowym etapie wygładzania
- ✓ Skuteczny w technice odlewu modeli
- ✓ Niezawodny przy produkcji modeli protetycznych
- ✓ W technice akrylu zapewnia kontrolowaną i delikatną pracę

Specyfikacja:

- ☐ Typ nacięcia: drobne krzyżowe
- ☐ Kolor paska: czerwony
- ☐ Kształt: mały stożkowy
- ☐ Średnica trzpienia: 2,35 mm
- ☐ Średnica części pracującej: 4,0 mm
- ☐ Długość części pracującej: 7,6 mm
- ☐ Materiał: węgiel spiekany