

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-weglikowy-f101-z-drobnym-krzyzowym-nacieciem-czerwony-pasek-p-208.html>



## Frez węglkowy F101 z drobnym krzyżowym nacięciem (czerwony pasek)

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Cena             | <b>40,00 zł</b> |
| Numer katalogowy | <b>F101</b>     |

### Opis produktu

**Frez węglkowy F101** – kształt walcowy z okrągłą końcówką, z drobnym krzyżowym nacięciem (czerwony pasek).

#### Zastosowanie:

- ✓ Obróbka metalu – precyzyjna praca przy technice koron i mostów
- ✓ Opracowanie akrylu i porcelany – szczególnie w końcowym etapie wygładzania
- ✓ Skuteczny w technice odlewu modeli
- ✓ Przydatny przy produkcji modeli protetycznych
- ✓ Sprawdza się w technice akrylu – zapewnia gładką i równą powierzchnię

#### Specyfikacja:

- ☐ Typ nacięcia: drobne krzyżowe
- ☐ Kolor paska: czerwony
- ☐ Kształt: walcowy z okrągłą końcówką
- ☐ Średnica trzpienia: 2,35 mm
- ☐ Średnica części pracującej: 2,3 mm
- ☐ Długość części pracującej: 16,0 mm
- ☐ Materiał: węgiel spiekany