

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-weglikowy-f103-z-drobnym-krzyzowym-nacieciem-czerwony-pasek-p-210.html>



Frez węglkowy F103 z drobnym krzyżowym nacięciem (czerwony pasek)

Cena	40,00 zł
Numer katalogowy	F103

Opis produktu

Frez węglkowy F103 – kształt walcowy ze zwężającą się końcówką, z drobnym krzyżowym nacięciem (czerwony pasek).

Zastosowanie:

- ✓ Obróbka metalu – precyzyjna praca w technice koron i mostów
- ✓ Opracowanie akrylu i porcelany – szczególnie polecany do końcowego wygładzania
- ✓ Niezawodny w technice odlewu modeli
- ✓ Sprawdza się przy produkcji modeli protetycznych
- ✓ W technice akrylu pozwala uzyskać gładką i równą powierzchnię

Specyfikacja:

- ☐ Typ nacięcia: drobne krzyżowe
- ☐ Kolor paska: czerwony
- ☐ Kształt: walcowy ze zwężającą się końcówką
- ☐ Średnica trzpienia: 2,35 mm
- ☐ Średnica części pracującej: 2,3 mm
- ☐ Długość części pracującej: 16,0 mm
- ☐ Materiał: węglík spiekany