

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-weglikowy-f105-z-drobnym-krzyzowym-nacieciem-czerwony-pasek-p-212.html>



Frez węglkowy F105 z drobnym krzyżowym nacięciem (czerwony pasek)

Cena	40,00 zł
Numer katalogowy	F105

Opis produktu

Frez węglkowy F105 – kształt długi stożkowy z ostrą końcówką, z drobnym krzyżowym nacięciem (czerwony pasek).

Zastosowanie:

- ✓ Precyzyjna obróbka metalu – szczególnie w technice koron i mostów
- ✓ Delikatne opracowanie akrylu i porcelany – polecany do końcowego wygładzania
- ✓ Skuteczny w technice odlewu modeli
- ✓ Przydatny przy produkcji modeli protetycznych
- ✓ W technice akrylu pozwala uzyskać kontrolowaną i czystą obróbkę

Specyfikacja:

- ☐ Typ nacięcia: drobne krzyżowe
- ☐ Kolor paska: czerwony
- ☐ Kształt: długi stożkowy z ostrą końcówką
- ☐ Średnica trzpienia: 2,35 mm
- ☐ Średnica części pracującej: 2,3 mm
- ☐ Długość części pracującej: 17,0 mm
- ☐ Materiał: węgiel spiekany