

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-weglikowy-f107-z-drobnym-krzyzowym-nacieciem-czerwony-pasek-p-214.html>



Frez węglkowy F107 z drobnym krzyżowym nacięciem (czerwony pasek)

Cena	40,00 zł
Numer katalogowy	F107

Opis produktu

Frez węglkowy F107 – kształt walcowy ze zwężającą się końcówką, z drobnym krzyżowym nacięciem (czerwony pasek).

Zastosowanie:

- ✓ Obróbka metalu – skuteczny w technice koron i mostów
- ✓ Opracowanie akrylu i porcelany – szczególnie polecany do końcowego wygładzania
- ✓ Sprawdza się w technice odlewu modeli
- ✓ Przydatny przy produkcji modeli protetycznych
- ✓ W technice akrylu pozwala na precyzyjne i kontrolowane cięcie

Specyfikacja:

- Typ nacięcia: drobne krzyżowe
- Kolor paska: czerwony
- Kształt: walcowy ze zwężającą się końcówką
- Średnica trzpienia: 2,35 mm
- Średnica części pracującej: 2,3 mm
- Długość części pracującej: 8,0 mm
- Materiał: węgiel spiekany