

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-weglikowy-f108-z-drobnym-krzyzowym-nacieciem-czerwony-pasek-p-215.html>



Frez węglkowy F108 z drobnym krzyżowym nacięciem (czerwony pasek)

Cena	40,00 zł
Numer katalogowy	F108

Opis produktu

Frez węglkowy F108 – kształt stożkowy z zaokrągloną końcówką, z drobnym krzyżowym nacięciem (czerwony pasek).

Zastosowanie:

- ✓ Obróbka metalu – skuteczny w technice koron i mostów
- ✓ Opracowanie akrylu i porcelany – szczególnie w końcowym etapie wygładzania
- ✓ Niezawodny w technice odlewu modeli
- ✓ Przydatny w produkcji modeli protetycznych
- ✓ W technice akrylu pozwala na precyzyjne i kontrolowane cięcie

Specyfikacja:

- ☐ Typ nacięcia: drobne krzyżowe
- ☐ Kolor paska: czerwony
- ☐ Kształt: stożkowy z zaokrągloną końcówką
- ☐ Średnica trzpienia: 2,35 mm
- ☐ Średnica części pracującej: 2,3 mm
- ☐ Długość części pracującej: 8,0 mm
- ☐ Materiał: węgiel spiekany