

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-weglikowy-f109-z-drobnym-krzyzowym-nacieciem-czerwony-pasek-p-216.html>



Frez węglkowy F109 z drobnym krzyżowym nacięciem (czerwony pasek)

Cena	40,00 zł
Numer katalogowy	F109

Opis produktu

Frez węglkowy F109 – kształt chudy stożkowy z zaokrągloną końcówką, z drobnym krzyżowym nacięciem (czerwony pasek).

Zastosowanie:

- ✓ Obróbka metalu – szczególnie w technice koron i mostów
- ✓ Opracowanie akrylu i porcelany – przeznaczony do końcowego wygładzania powierzchni
- ✓ Skuteczny w technice odlewu modeli
- ✓ Niezawodny przy produkcji modeli protetycznych
- ✓ W technice akrylu pozwala na delikatne, precyzyjne wykończenie

Specyfikacja:

- Typ nacięcia: drobne krzyżowe
- Kolor paska: czerwony
- Kształt: chudy stożkowy z zaokrągloną końcówką
- Średnica trzpienia: 2,35 mm
- Średnica części pracującej: 2,3 mm
- Długość części pracującej: 8,0 mm
- Materiał: węgiel spiekany