

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-weglikowy-f111-z-drobnym-krzyzowym-nacieciem-czerwony-pasek-p-218.html>



Frez węglkowy F111 z drobnym krzyżowym nacięciem (czerwony pasek)

Cena	40,00 zł
Numer katalogowy	F111

Opis produktu

Frez węglkowy F111 – kształt odwrócona gruszka, z drobnym krzyżowym nacięciem (czerwony pasek).

Zastosowanie:

- ✓ Obróbka metalu – niezawodny w technice koron i mostów
- ✓ Opracowanie akrylu i porcelany – przeznaczony do końcowego wygładzania
- ✓ Skuteczny w technice odlewu modeli
- ✓ Sprawdza się w produkcji modeli protetycznych
- ✓ W technice akrylu pozwala na delikatne, kontrolowane cięcie

Specyfikacja:

- ☐ Typ nacięcia: drobne krzyżowe
- ☐ Kolor paska: czerwony
- ☐ Kształt: odwrócona gruszka
- ☐ Średnica trzpienia: 2,35 mm
- ☐ Średnica części pracującej: 2,3 mm
- ☐ Długość części pracującej: 5,0 mm
- ☐ Materiał: węgiel spiekany