

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-weglikowy-f112-z-drobnym-krzyzowym-nacieciem-czerwony-pasek-p-219.html>



Frez węglkowy F112 z drobnym krzyżowym nacięciem (czerwony pasek)

Cena	40,00 zł
------	-----------------

Numer katalogowy	F112
------------------	-------------

Opis produktu

Frez węglkowy F112 – kształt stożek odwrócony, z drobnym krzyżowym nacięciem (czerwony pasek).

Zastosowanie:

- ✓ Obróbka metalu – sprawdzony w technice koron i mostów
- ✓ Opracowanie akrylu i porcelany – przeznaczony do końcowego wygładzania powierzchni
- ✓ Skuteczny w technice odlewu modeli
- ✓ Niezastąpiony przy produkcji modeli protetycznych
- ✓ W technice akrylu zapewnia precyzyjne i kontrolowane cięcie

Specyfikacja:

- ☐ Typ nacięcia: drobne krzyżowe
- ☐ Kolor paska: czerwony
- ☐ Kształt: stożek odwrócony
- ☐ Średnica trzpienia: 2,35 mm
- ☐ Średnica części pracującej: 2,3 mm
- ☐ Długość części pracującej: 5,5 mm
- ☐ Materiał: węgiel spiekany