

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-weglikowy-f113-z-drobnym-krzyzowym-nacieciem-czerwony-pasek-p-220.html>



Frez węglkowy F113 z drobnym krzyżowym nacięciem (czerwony pasek)

Cena	40,00 zł
Numer katalogowy	F113

Opis produktu

Frez węglkowy F113 – kształt wypukły, z drobnym krzyżowym nacięciem (czerwony pasek).

Zastosowanie:

- ✓ Obróbka metalu – szczególnie w technice koron i mostów
- ✓ Delikatne opracowanie akrylu i porcelany – przeznaczony do końcowego wygładzania
- ✓ Skuteczny w technice odlewu modeli
- ✓ Niezawodny przy produkcji modeli protetycznych
- ✓ W technice akrylu zapewnia gładką i kontrolowaną obróbkę

Specyfikacja:

- ☐ Typ nacięcia: drobne krzyżowe
- ☐ Kolor paska: czerwony
- ☐ Kształt: wypukły
- ☐ Średnica trzpienia: 2,35 mm
- ☐ Średnica części pracującej: 2,3 mm
- ☐ Długość części pracującej: 4,0 mm
- ☐ Materiał: węgiel spiekany