

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-weglikowy-f114-z-drobnym-krzyzowym-nacieciem-czerwony-pasek-p-221.html>



Frez węglkowy F114 z drobnym krzyżowym nacięciem (czerwony pasek)

Cena	40,00 zł
Numer katalogowy	F114

Opis produktu

Frez węglkowy F114 – kształt mały wypukły, z drobnym krzyżowym nacięciem (czerwony pasek).

Zastosowanie:

- ✓ Obróbka metalu – precyzyjna praca w technice koron i mostów
- ✓ Opracowanie akrylu i porcelany – polecany do delikatnego wygładzania
- ✓ Skuteczny w technice odlewu modeli
- ✓ Przydatny przy produkcji modeli protetycznych
- ✓ W technice akrylu sprawdza się przy drobnych, kontrolowanych cięciach

Specyfikacja:

- ☐ Typ nacięcia: drobne krzyżowe
- ☐ Kolor paska: czerwony
- ☐ Kształt: mały wypukły
- ☐ Średnica trzpienia: 2,35 mm
- ☐ Średnica części pracującej: 1,4 mm
- ☐ Długość części pracującej: 3,1 mm
- ☐ Materiał: węglík spiekany