

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-weglikowy-f115-z-drobnym-krzyzowym-nacieciami-czerwony-pasek-p-222.html>



Frez węglkowy F115 z drobnym krzyżowym nacięciem (czerwony pasek)

| | |
|------------------|-----------------|
| Cena | 40,00 zł |
| Numer katalogowy | F115 |

Opis produktu

Frez węglkowy F115 – kształt kulkowy, z drobnym krzyżowym nacięciem (czerwony pasek).

Zastosowanie:

- ✓ Obróbka metalu – doskonały w technice koron i mostów
- ✓ Opracowanie akrylu i porcelany – polecany do końcowego wygładzania
- ✓ Skuteczny w technice odlewu modeli
- ✓ Niezastąpiony przy produkcji modeli protetycznych
- ✓ W technice akrylu sprawdza się przy precyzyjnych, kontrolowanych cięciach

Specyfikacja:

- Typ nacięcia: drobne krzyżowe
- Kolor paska: czerwony
- Kształt: kulkowy
- Średnica trzpienia: 2,35 mm
- Średnica części pracującej: 2,3 mm
- Długość części pracującej: 2,0 mm
- Materiał: węgiel spiekany