

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-weglikowy-m001-z-krzyzowym-srednim-nacieciem-niebieski-pasek-walcowy-z-zaokraglonym-koncem-p-223.html>



Frez węglkowy M001 z krzyżowym średnim nacięciem (niebieski pasek) – walcowy z zaokrąglonym końcem

Cena	40,00 zł
Numer katalogowy	M001

Opis produktu

Frez węglkowy M001 z krzyżowym średnim nacięciem (niebieski pasek) – kształt walcowy z zaokrąglonym końcem.

Profesjonalny frez węglkowy przeznaczony do wszechstronnej pracy w laboratoriach protetycznych. Model M001 posiada krzyżowe średnie nacięcie (oznaczone niebieskim pierścieniem), które zapewnia skuteczną i stabilną obróbkę materiału.

Dzięki walcowemu kształtowi z zaokrąglonym końcem frez doskonale sprawdza się podczas zgrubnej obróbki metalu oraz przy normalnym opracowaniu akrylu, zachowując równomierną strukturę powierzchni.

Zastosowanie:

- ✓ Zgrubna obróbka metalu (np. stopy CoCr)– idealny do szybkiego usuwania nadmiaru materiału
- ✓ Normalna obróbka akrylu– sprawdza się przy standardowym opracowaniu powierzchni
- ✓ Przygotowanie powierzchni do dalszych etapów obróbki
- ✓ Technika koron i mostów, technika akrylu, prace laboratoryjne

Specyfikacja:

- ☐ Nacięcie: krzyżowe średnie
- ☐ Kolor paska: niebieski
- ☐ Kształt: walcowy z zaokrąglonym końcem
- ☐ Średnica robocza: 6,0 mm
- ☐ Długość robocza: 12,5 mm
- ☐ Trzpień: 2,35 mm