

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-weglikowy-m002-z-krzyzowym-srednim-nacieciem-niebieski-pasek-ksztalt-odwroconej-gruszki-p-224.html>



Frez węglkowy M002 z krzyżowym średnim nacięciem (niebieski pasek) – kształt odwróconej gruszki

Cena	40,00 zł
Numer katalogowy	M002

Opis produktu

Frez węglkowy M002 z krzyżowym średnim nacięciem (niebieski pasek) – kształt odwróconej gruszki.

Profesjonalny frez węglkowy, niezbędny w nowoczesnych laboratoriach protetycznych i pracowniach techniki dentystycznej. Model M002 posiada **krzyżowe średnie nacięcie** (oznaczone niebieskim paskiem), które zapewnia efektywną, stabilną i bezpieczną obróbkę twardych materiałów, minimalizując wibracje i przegrzewanie.

Dzięki unikatowemu kształtowi **odwróconej gruszki** frez świetnie nadaje się do zgrubnego modelowania oraz intensywnego skracania mas metalowych (np. stopy protetyczne) i akrylowych. Frez do metalu o tym kształcie umożliwia precyzyjne dotarcie do trudno dostępnych miejsc i szybkie usuwanie nadmiaru materiału.

Zastosowanie:

- ✓ Zgrubna i szybka obróbka metalu (frezy do metalu, stopy protetyczne, np. chromowo-kobaltowe)
- ✓ Normalna obróbka akrylu (frezy do akrylu, usuwanie nadlewów, technika koron i mostów)
- ✓ Intensywne skracanie i modelowanie grubych warstw materiałów
- ✓ Prace laboratoryjne, w których wymagane jest duża efektywność skrawania

Specyfikacja:

- ☐☐ Nacięcie: krzyżowe, średnie
- ☐☐ Kolor paska: niebieski
- ☐☐ Kształt: odwrócona gruszka
- ☐☐ Średnica robocza: 6,0 mm
- ☐☐ Długość robocza: 11,0 mm
- ☐☐ Trzpień: 2,35 mm