

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-weglikowy-m003-z-krzyzowym-srednim-nacieciem-niebieski-pasek-ksztalt-odwroconej-gruszki-p-225.html>



Frez węglkowy M003 z krzyżowym średnim nacięciem (niebieski pasek) – kształt odwróconej gruszki

Cena	40,00 zł
Numer katalogowy	M003

Opis produktu

Frez węglkowy M003 z krzyżowym średnim nacięciem (niebieski pasek) – kształt odwróconej gruszki.

Profesjonalny frez węglkowy przeznaczony do intensywnej pracy w nowoczesnych laboratoriach protetycznych i pracowniach techniki dentystycznej. Model M003 posiada **krzyżowe średnie nacięcie** (oznaczone niebieskim paskiem), które jest gwarancją wysokiej efektywności skrawania twardych materiałów, zapewniając stabilną pracę i minimalizując ryzyko wibracji.

Wyjątkowy kształt **odwróconej gruszki** oraz długość robocza 12,0 mm sprawiają, że frez świetnie nadaje się do szybkiego usuwania nadlewów oraz zgrubnego modelowania elementów metalowych (np. stopy CoCr) i akrylowych. Frez do metalu o tym kształcie umożliwia precyzyjną obróbkę konturów i szybkie formowanie.

Zastosowanie:

- ✓ Zgrubna obróbka metalu (frezy do metalu, np. do obróbki stopów protetycznych)
- ✓ Normalna obróbka akrylu (frezy do akrylu, technika akrylowa, szybsze skracanie i modelowanie)
- ✓ Usuwanie nadmiaru materiału i formowanie konturów
- ✓ Prace laboratoryjne wymagające dużej siły skrawania

Specyfikacja:

- ☐☐ Nacięcie: krzyżowe, średnie
- ☐☐ Kolor paska: niebieski
- ☐☐ Kształt: odwrócona gruszka
- ☐☐ Średnica robocza: 6,0 mm
- ☐☐ Długość robocza: 12,0 mm
- ☐☐ Trzpień: 2,35 mm