

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-weglikowy-m005-z-krzyzowym-srednim-nacieciem-niebieski-pasek-stozkowy-choinkowy-p-227.html>



Frez węglkowy M005 z krzyżowym średnim nacięciem (niebieski pasek) – stożkowy "choinkowy"

Cena	40,00 zł
Numer katalogowy	M005

Opis produktu

Frez węglkowy M005 z krzyżowym średnim nacięciem (niebieski pasek) – kształt stożkowy "choinkowy".

Profesjonalny frez węglkowy, opracowany z myślą o efektywnej i szybkiej pracy w nowoczesnych laboratoriach protetycznych. Model M005 posiada **krzyżowe średnie nacięcie** (oznaczone niebieskim paskiem), które zapewnia agresywne, ale stabilne skrawanie twardych mas. Jest to idealny **frez do metalu i akrylu**, gwarantujący maksymalną wydajność przy usuwaniu dużych ilości materiału.

Dzięki **stożkowemu kształtowi ("choinkowemu")** oraz wydłużonej długości roboczej (14,6 mm), frez ten jest niezastąpiony przy obróbce wewnętrznej stron podbudów metalowych, opracowywaniu kształtów i konturów oraz szybkim skracaniu płytek akrylowych. Kształt ten ułatwia dotarcie do trudno dostępnych miejsc.

Zastosowanie:

- ✓ Zgrubna obróbka metalu (frezy do metalu, obróbka stopów dentystycznych)
- ✓ Szybkie usuwanie nadlewów i obróbka akrylu (frezy do akrylu, frezy protetyczne)
- ✓ Opracowywanie wewnętrznych powierzchni koron i mostów (kształt stożkowy)
- ✓ Prace laboratoryjne wymagające wydłużonej długości roboczej

Specyfikacja:

- ☐ Nacięcie: krzyżowe, średnie
- ☐ Kolor paska: niebieski
- ☐ Kształt: stożkowy "choinkowy"
- ☐ Średnica robocza: 6,0 mm
- ☐ Długość robocza: 14,6 mm
- ☐ Trzpień: 2,35 mm