

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-weglikowy-m006-z-krzyzowym-srednim-nacieciem-niebieski-pasek-stozkowy-p-228.html>



Frez węglkowy M006 z krzyżowym średnim nacięciem (niebieski pasek) – stożkowy

Cena	40,00 zł
Numer katalogowy	M006

Opis produktu

Frez węglkowy M006 z krzyżowym średnim nacięciem (niebieski pasek) – kształt stożkowy.

Profesjonalny **frez protetyczny** stworzony do pracy przy twardych materiałach, niezbędny w każdym laboratorium protetycznym. Model M006 charakteryzuje się **krzyżowym średnim nacięciem** (oznaczonym niebieskim paskiem), które zapewnia intensywne i stabilne skrawanie, przy jednoczesnym pozostawianiu czystej powierzchni po wstępnej obróbce.

Dzięki **stożkowemu kształtowi** i długości roboczej 15,0 mm, ten **frez do metalu i akrylu** jest idealny do opracowywania podbudów, usuwania masywnych nadlewów oraz precyzyjnego konturowania elementów protetycznych. Kształt stożka ułatwia tworzenie płynnych przejść i dotarcie do wnętrza form.

Zastosowanie:

- ✓ Zgrubna i intensywna obróbka metalu (frezy do metalu, np. twarde stopy dentystyczne)
- ✓ Szybkie skracanie i modelowanie akrylu (frezy do akrylu, frezy dentystyczne)
- ✓ Opracowywanie wewnętrznych i zewnętrznych konturów prac protetycznych
- ✓ Prace laboratoryjne z grubymi warstwami materiału

Specyfikacja:

- ☐☐ Nacięcie: krzyżowe, średnie
- ☐☐ Kolor paska: niebieski
- ☐☐ Kształt: stożkowy
- ☐☐ Średnica robocza: 6,0 mm
- ☐☐ Długość robocza: 15,0 mm
- ☐☐ Trzpień: 2,35 mm