

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-weglikowy-m007-z-krzyzowym-srednim-nacieciem-niebieski-pasek-stozkowy-p-229.html>



Frez węglkowy M007 z krzyżowym średnim nacięciem (niebieski pasek) – stożkowy

Cena	40,00 zł
Numer katalogowy	M007

Opis produktu

Frez węglkowy M007 z krzyżowym średnim nacięciem (niebieski pasek) – kształt stożkowy.

Profesjonalny **frez protetyczny** o szerokim spektrum zastosowań, przeznaczony do intensywnej pracy z twardymi materiałami w technice dentystycznej. Model M007 posiada **krzyżowe średnie nacięcie** (oznaczone niebieskim paskiem), które jest optymalne do zgrubnego usuwania nadlewów i formowania. Zapewnia wysoką wydajność skrawania, stabilność pracy oraz skuteczne odprowadzanie wiórów.

Dzięki uniwersalnemu **stożkowemu kształtowi** i standardowej długości roboczej (12,0 mm), ten **frez do metalu i akrylu** jest idealny do opracowywania krawędzi, formowania anatomicznych kształtów oraz obróbki wewnętrznej stron koron i mostów. Jest to narzędzie gwarantujące precyzyjne konturowanie.

Zastosowanie:

- ✓ Zgrubna obróbka metalu (frezy do metalu, obróbka stopów protetycznych)
- ✓ Skracanie i konturowanie akrylu (frezy do akrylu, frezy dentystyczne)
- ✓ Formowanie kształtów i przejść w pracach protetycznych
- ✓ Wszechstronne prace laboratoryjne

Specyfikacja:

- ☐☐ Nacięcie: krzyżowe, średnie
- ☐☐ Kolor paska: niebieski
- ☐☐ Kształt: stożkowy
- ☐☐ Średnica robocza: 6,0 mm
- ☐☐ Długość robocza: 12,0 mm
- ☐☐ Trzpień: 2,35 mm