

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-weglikowy-m008-z-krzyzowym-srednim-nacieciem-niebieski-pasek-stozkowy-p-230.html>



Frez węglkowy M008 z krzyżowym średnim nacięciem (niebieski pasek) - stożkowy

Cena	40,00 zł
Numer katalogowy	M008

Opis produktu

Frez węglkowy M008 z krzyżowym średnim nacięciem (niebieski pasek) - kształt stożkowy.

Profesjonalny **frez protetyczny** o stożkowym kształcie, idealny do precyzyjnego konturowania i modelowania twardych materiałów w technice dentystycznej. Model M008 charakteryzuje się **krzyżowym średnim nacięciem** (oznaczonym niebieskim paskiem), które zapewnia wysoką efektywność skrawania. Mniejsza średnica (4,5 mm) w połączeniu z odpowiednią długością roboczą (13,0 mm) pozwala na dokładniejszą pracę w wąskich przestrzeniach.

Dzięki **stożkowemu kształtowi** ten **frez do metalu i akrylu** jest doskonałym narzędziem do opracowywania detali, tworzenia płynnych przejść i precyzyjnego usuwania nadmiaru materiału w trudno dostępnych miejscach. Jest to niezbędny element wyposażenia każdego laboratorium.

Zastosowanie:

- ✓ Zgrubna i precyzyjna obróbka metalu (frezy do metalu, obróbka cieńszych podbudów i detali)
- ✓ Skracanie i konturowanie akrylu (frezy do akrylu, precyzyjne modelowanie protez)
- ✓ Formowanie detali i przejść w pracach protetycznych
- ✓ Wszechstronne prace laboratoryjne wymagające mniejszej średnicy narzędzia

Specyfikacja:

- ☐☐ Nacięcie: krzyżowe, średnie
- ☐☐ Kolor paska: niebieski
- ☐☐ Kształt: stożkowy
- ☐☐ Średnica robocza: 4,5 mm
- ☐☐ Długość robocza: 13,0 mm
- ☐☐ Trzpień: 2,35 mm