

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-weglikowy-m009-z-krzyzowym-srednim-nacieciem-niebieski-pasek-stozkowy-p-231.html>



Frez węglkowy M009 z krzyżowym średnim nacięciem (niebieski pasek) – stożkowy

Cena	40,00 zł
Numer katalogowy	M009

Opis produktu

Frez węglkowy M009 z krzyżowym średnim nacięciem (niebieski pasek) – kształt stożkowy.

Profesjonalny **frez protetyczny** stworzony do precyzyjnego i zgrubnego modelowania detali w technice dentystycznej. Model M009 posiada **krzyżowe średnie nacięcie** (oznaczone niebieskim paskiem), które zapewnia agresywne, ale kontrolowane skrawanie. Niewielka średnica (4,0 mm) w połączeniu z wydłużoną długością roboczą (14,5 mm) umożliwia precyzyjną pracę w głębokich i wąskich przestrzeniach, do których nie dotrą większe narzędzia.

Dzięki **stożkowemu kształtowi** ten **frez do metalu i akrylu** jest idealny do opracowywania podbudów, usuwania nadlewów oraz precyzyjnego konturowania elementów protetycznych. Jest to niezbędne narzędzie dla techników ceniących sobie dokładność i efektywność.

Zastosowanie:

- ✓ Precyzyjna i zgrubna obróbka metalu (frezy do metalu, obróbka detali i cienkich elementów)
- ✓ Skracanie i konturowanie akrylu (frezy do akrylu, precyzyjne modelowanie protez)
- ✓ Opracowywanie głębokich i trudno dostępnych miejsc (dzięki wydłużonej części roboczej)
- ✓ Prace laboratoryjne wymagające dużej dokładności i wydajności skrawania

Specyfikacja:

- ☐ Nacięcie: krzyżowe, średnie
- ☐ Kolor paska: niebieski
- ☐ Kształt: stożkowy
- ☐ Średnica robocza: 4,0 mm
- ☐ Długość robocza: 14,5 mm
- ☐ Trzpień: 2,35 mm