

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-weglikowy-m010-z-krzyzowym-srednim-nacieciem-niebieski-pasek-stozkowy-p-232.html>



Frez węglkowy M010 z krzyżowym średnim nacięciem (niebieski pasek) – stożkowy

Cena	40,00 zł
Numer katalogowy	M010

Opis produktu

Frez węglkowy M010 z krzyżowym średnim nacięciem (niebieski pasek) – kształt stożkowy.

Profesjonalny **frez protetyczny** o małej średnicy, niezbędny do precyzyjnej obróbki małych detali i trudno dostępnych miejsc w pracach techniki dentystycznej. Model M010 posiada **krzyżowe średnie nacięcie** (oznaczone niebieskim paskiem), które zapewnia efektywne skrawanie materiału przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej precyzji konturowania. Jest to optymalne narzędzie do prac wymagających zarówno wydajności, jak i dokładności.

Dzięki **stożkowemu kształtowi** i bardzo małej średnicy roboczej (3,1 mm), ten **frez do metalu i akrylu** jest idealny do opracowywania wąskich krawędzi, finiszowania detali oraz precyzyjnego usuwania nadlewów. Jego konstrukcja ułatwia tworzenie anatomicznych kształtów z najwyższą dbałością o szczegóły.

Zastosowanie:

- ✓ Precyzyjna obróbka detali metalu (frezy do metalu, obróbka elementów podbudów i zamków)
- ✓ Finiszowanie i konturowanie akrylu (frezy do akrylu, precyzyjne modelowanie)
- ✓ Opracowywanie wąskich krawędzi i trudno dostępnych miejsc
- ✓ Prace laboratoryjne wymagające wyjątkowo małej średnicy roboczej

Specyfikacja:

- ☐ Nacięcie: krzyżowe, średnie
- ☐ Kolor paska: niebieski
- ☐ Kształt: stożkowy
- ☐ Średnica robocza: 3,1 mm
- ☐ Długość robocza: 11,5 mm
- ☐ Trzpień: 2,35 mm